



IDP INSTITUT FÜR DERMATOHISTOPATHOLOGIE

Institutsleitung Dr. med. Natalja Denisjuk · Konsiliaris Dr. med. Christian Sigg

Institutsadresse Hardturmstrasse 133 · 5. Stock · 8005 Zürich · Postadresse Postfach · 8031 Zürich

t +41 (0)44 287 38 18 · f +41 (0)44 287 38 19 · info@swiss-patho.ch · www.swiss-patho.ch

Wegleitung – allgemeine Hinweise zur Einsendung, um Verwechslungen zu vermeiden:

- 1) Einsendeformular vollständig ausfüllen:
 - a) Angaben des Patienten, inkl. Angaben zum Rechnungsempfänger
 - b) Angaben der Praxis / des Arztes sowie Angaben zum Kopieempfänger
 - c) Klinische Angaben und Lokalisation
 - d) Entnahmetechnik, Fadenmarkierung und Entnahmedatum
 - e) ggf. Angaben zu früheren histologischen Untersuchungen
- 2) Einsendegefäss(e) mit Patientenaufkleber versehen.
- 3) Bei mehreren Entnahmestellen die Einsendegefässe entsprechend fortlaufend nummerieren und auf dem Einsendeformular zuordnen.

Handhabung des Einsendematerials

Abkürzungen: DIF = direkte Immunfluoreszenz OP = Operation

Art des Materials	für Untersuchung	benötigtes Einsendegefäss	Lagerung	Besonderheiten / Bemerkungen
Biopsie, Exzizat, Stanze Kürettage (Shave)	nativ, Schnellschnitt	leeres Gefäss	gekühlt / auf Eis	unter Schnellschnittbedingungen siehe auch → „ Anmeldung Schnellschnitt “
	Histologie	Formalin-Gefäss	Raumtemperatur ca. 19 – 21 °C	Nicht im Kühlschrank lagern
	Immunfluoreszenz	DIF-Röhrchen (alternativ 0.9%-NaCl-Röhrchen)	Kühlschrank 4 – 8 °C	kühl gelagert bleibt die Michel'sche Lösung länger haltbar!